


**medithek** GmbH CareVent®-Katheterventil

- Geeignet für alle transurethralen und suprapubischen Blasenkatheter
- Fester Sitz des Ventils an allen handelsüblichen Blasenkathetern
- Automatischer Verschluss durch Loslassen des gelben Schiebers
- Dauerableitung durch Verdrehen des grünen Ringes
- Keine Tropfenbildung am Ventilausgang
- Zum Anschluss eines Urindrainagesystems
- Mit und ohne Urinbeutel benutzbar
- Rezeptierbares Hilfsmittel



Best.-Nr.: 089801



*Einfache Bedienung*

- Leichtes Eigengewicht
- Uneingeschränkte Mobilität
- Mit und ohne Urinbeutel nutzbar
- Blasenentleerung im natürlichen Rhythmus
- Selbsttätiges Schließen des Ventils
- Perfekte Abdichtung durch patentiertes Verschluss-System
- Rezeptierbares Hilfsmittel



Hersteller des CareVent®-Katheterventil:  
medithek GmbH, 22113 Oststeinbek (Amtsgericht Lübeck, HRB 3481 RE, Ust-IdNr.: DE813676630)