



Urologie

Suprapubische Ballonkatheter


Crystall Suprapubischer Silikonballonkatheter, inkl. Stopfen

- Sichere Fixierung des Katheters in der Blase durch den mit Vollsilikonkatheter verbundenen Integral-Silikonballon
- Der endoffene zwei-lumige Vollsilikonkatheter leitet den Urin über die zentrale Öffnung sowie zwei Seitenaugen aus der Blase ab
- Voll durchgezogener X-Ray Streifen, röntgenshattengebende Spitze



M·C·S ConPharm GmbH	STERILE	EO	CE 1254
Suprapub. Silikon Ballonkatheter			
Integral	Ch.: 10 bis 14	Ch.: 16 bis 24	
<--> 400 mm	Vol. 5 ml	Vol. 5 - 10 ml	

Best.-Nr.: SUSI 400 I




Spaltkanüle im Durchmesser: 4,6 mm und 5,6 mm

M·C·S ConPharm GmbH	STERILE	EO	CE 1254
Suprapub. Silikon Ballonkatheter			
Integral	Ch.: 12 bis 14	Ch.: 16 bis 20	
<--> 280 mm	Vol. 5 ml	Vol. 5 - 10 ml	

Best.-Nr.: SUSI 280 I

M·C·S ConPharm GmbH	STERILE	EO	CE 1254
Suprapub. Punktionsset			
Punktionsset	Ch.: 12 bis 14		
<--> 400 mm	Vol. 5 ml		

Best.-Nr.: SUSI 400 PI






	STERILE	EO	CE 1254
Suprapub. Silikon Ballonkatheter			
Integral - Wechselset	Ch.: 12 bis 14	Ch.: 16	
<--> 400 mm	Vol. 5 ml	Vol. 5 - 10 ml	

Best.-Nr.: SUSI 400 WI


Suprapubische Ballonkatheter

Crystall Suprapubisches Wechsel- / oder Punktionsset "Pigtail", inkl. Stopfen

- Silikonballonkatheter (integral) bzw. Silikon-Pigtailkatheter (integral)
- hervorragende Verträglichkeit
- niedrige Inkrustationsneigung
- zentrale Öffnung
- Spaltkanüle im Durchmesser: 4,6 mm und 5,6 mm



Best.-Nr.: SUSI 460 WIPG



Best.-Nr.: SUSI 460 PIPG

Set inklusive Skalpell & Urinbeutel