



Urologie

Transurethrale Ballonkatheter


Transurethraler Silikonballonkatheter, inkl. Stopfen

- Sichere Fixierung des Katheters in der Blase durch den mit Vollsilikonkatheter verbundenen Integral-Silikonballon
- Der zwei-lumige Vollsilikon-Nelatonkatheter leitet den Urin über zwei gegenüberliegende Seitenaugen aus der Blase ab
- Der zwei-lumige Vollsilikon-Tiemannkatheter leitet den Urin über ein Auge an der Tiemannspitze ab




M·C·S ConPharm GmbH STERILE EO \otimes CE 1254
Transurethraler Ballonkatheter
Integral Ch.: 12 bis 24
 <--> 400 mm Vol. 5 - 10 ml

Best.-Nr.: TUSI 400 NI




M·C·S ConPharm GmbH STERILE EO \otimes CE 1254
Transurethraler Ballonkatheter
Tiemann Ch.: 12 bis 24
 <--> 400 mm Vol. 5 - 10 ml

Best.-Nr.: TUSI 400 T



M·C·S ConPharm GmbH STERILE EO \otimes CE 1254
Transurethraler Ballonkatheter
Nelaton Ch.: 12 bis 24
 <--> 400 mm Vol. 5 - 10 ml

Best.-Nr.: TUSI 400 N



M·C·S ConPharm GmbH STERILE EO \otimes CE 1254
Transurethraler Ballonkatheter
Nelaton Ch.: 16 bis 24
 <--> 400 mm Vol. 30 ml

Best.-Nr.: TUSI 400 30N

M·C·S ConPharm GmbH STERILE EO \otimes CE 1254
Transureth. Ballonspülkatheter
Nelaton Ch.: 14 bis 24
 <--> 400 mm Vol. 30 ml

Best.-Nr.: TUSI 400 N3